

RAPID-GOLD TOUCH




Modelo para Control de calidad en Radio/Fluoro, Dental Mamografía configurado con sensor de dosis y kV de rango dual 20-50kV - 40-160kV y sensor invasivo de mA



Maletín de transporte y protección

Equipo para control de calidad TOUCH modelo AGT-RG



Accu-Gold TOUCH puede ser usado en dos ángulos diferentes

Revise mediciones almacenadas en la memoria interna



Pausa de medicion

"Ready" Listo Para Medir

Indice de Pagina (Ej. pag.1)

Anodo / Filtro usado para la medicion Siguiete

Configuracion

Baja Bateria


Cargador Conectado=

Revise otras Mediciones en mas pantallas


Indicador de Sensor por color

Informacion acerca de la medicion efectuada


Selección de calibraciones para mamografía v diagnostico



Almacena hasta 100,000 mediciones que Se descargan via USB pen drive



Configuración para captura de cualquier medición



Multisensores de dosis y kV

1. Los mas pequeños del Mercado
2. Multidireccionales
3. Miden dosis, tasa, dosis total, dosis/pulso, nro. de pulsos, kV, kVp, kVp promedio, PPV, etc.
4. Disponibles en 3 modelos:

