

RAPID-GOLD TOUCH



Modelo para Control de calidad en Radio/Fluoro, Dental Mamografía configurado con sensor de dosis y kV de rango dual 20-50kV - 40-160kV y sensor invasivo de mA




Maletín de transporte y protección

Equipo para control de calidad TOUCH modelo AGT-RG



Accu-Gold TOUCH puede ser usado en dos ángulos diferentes



Revise mediciones almacenadas en la memoria interna



Pausa de medicion

"Ready" Listo Para Medir

Indice de Pagina (Ej. pag.1)

Anodo / Filtro usado para la medicion Siguiete

Configuracion

Baja Bateria


Cargador Conectado=

Revise otras Mediciones en mas pantallas


Indicador de Sensor por color

Informacion acerca de la medicion efectuada

Selección de calibraciones para mamografía v diagnostico



Almacena hasta 100,000 mediciones que se descargan via USB pen drive



Configuración para captura de cualquier medición

